

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Tau (T205) Para Wb, Elisa - P10636

Número de artículo: CM0001678



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Fosfo-Tau (T205) validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta tau humana, de ratón y de rata fosforilada en treonina 205. Ideal para la investigación de la enfermedad de Alzheimer y tauopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Tau-T205 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T205
Especie	Humano
GeneID (humano)	4137
GeneID	4137
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T205 de Tau humana (NP_001190181.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10636
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo