

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Tau-T212 Para Wb Y Elisa - P10636

Número de artículo: CM0001718



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Tau humana fosforilada en T212. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la dinámica de microtúbulos, la polaridad neuronal y las tauopatías, incluida la enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Fosfo-Tau-T212
Notas/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T212
Especie	Humano
GeneID	4137
Inmunógeno	Péptido sintético: péptido fosfoespecífico correspondiente a residuos alrededor de T212 de la Tau humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10636
Peso de la proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo