

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Tau-Thr212/Ser214 Para Wb, Elisa - P10636

Número de artículo: CM0000467



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Tau humana fosforilada (Thr212/Ser214), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con Tau de ratón. Ideal para la investigación de Alzheimer y neurodegeneración. Peso proteico ~79 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Tau-Thr212/Ser214 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-Thr212/Ser214
Especie	Humano
GeneID	4137 (Humano)
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de T529 y S531 de la Tau humana (NP_058519.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P10636
Peso Proteico	79 kDa
Envío	Bolsa de hielo