


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Tbk1/Nak-S172 Para Wb, Elisa - Q9Uhd2

Número de artículo: CM0000706



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad específico para TBK1 fosforilado (Ser172). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación en inmunidad innata, autofagia e inflamación.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-TBK1/NAK-S172                      |
| Observaciones/Alias           | NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; Fosfo-TBK1/NAK-S172                            |
| Especie                       | Humano                                                                   |
| ID del Gen                    | 29110 (Humano)                                                           |
| Inmunógeno                    | Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S172 de TBK1/NAK humano |
| Origen                        | Conejo                                                                   |
| Categoría                     | Anticuerpos Fosforilados                                                 |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón                                                            |
| SWISS                         | Q9UHD2                                                                   |
| Peso Molecular de la Proteína | 84kDa                                                                    |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                           |