

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Trka-Y674/675 + Trkb-Y706/707 Para Wb, Elisa - P04629-2 / Q16620

Número de artículo: CM0001463

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707 detecta la TrkA (Y674/675) y TrkB (Y706/707) humanas fosforiladas. Validado para WB y ELISA. Ideal para estudios de señalización de neurotrofinas y activación de receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NTRK1/NTRK2; Fosfo-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4914/4915
ID de Gen	4914/4915
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y674 & Y675 de TrkANTRK1 humana (NP_001012331.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04629-2/Q16620
Peso Proteico	35kDa/53-60kDa/77kDa/83-93kDa
Envío	Bolsa de hielo