

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Vasp-S157 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P50552

Número de artículo: CM0000791



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosforilación que se dirige a VASP (fosfo-S157). Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA con reactividad humana, de ratón y de rata. VASP regula la dinámica de la actina, la agregación plaquetaria y la migración celular. Ideal para la investigación del citoesqueleto y la trombosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-VASP-S157 Conejo pAb
Observaciones/Alias	VASP; Fosfo-VASP-S157
Especie	Humano
GeneID (humano)	7408
GeneID	7408
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S157 de VASP humano (NP_003361.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50552
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo