


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Phox2B Para Wb, Elisa - Q99453

Número de artículo: CM0012625



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PHOX2B humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Se dirige a un factor de transcripción crucial para el desarrollo de neuronas noradrenérgicas e implicado en neuroblastoma y CCHS. Adecuado para investigación en neurociencia y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PHOX2B Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CCHS; PMX2B; NBLST2; NBPhox; PHOX2B
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8929
ID del Gen	8929
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 215-314 del PHOX2B humano (NP_003915.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99453
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo