


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Phpt1 Para Wb, Elisa - Q9Nrx4

Número de artículo: CM0013469



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PHPT1 humano (fosfohistidina fosfatasa de 14 kDa). Validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para la investigación sobre la actividad de la fosfatasa de histidina. Q9NRX4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PHPT1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PHP; PHP14; CGI-202; HSPC141; HEL-S-132P; PHPT1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	29085
ID de Gen	29085
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-125 de PHPT1 humano (NP_054891.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NRX4
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo