


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pi3 Quinasa P85 Beta Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000459

Número de artículo: CM0021714



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PI3 Quinasa p85 beta humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta p85 beta endógeno en muestras humanas, de ratón y rata. Adecuado para estudios de investigación sobre la señalización PI3K/AKT y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PI3 Quinasa p85 beta pAb de conejo
Observaciones/Alias	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3 Kinase p85 beta
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	5296
ID del gen	5296
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-85 de PI3 Quinasa p85 beta humana (NP_005018.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	000459
Peso de la proteína	82kDa
Envío	Bolsa de hielo