

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pias3 Para If/Icc Y Elisa - Q9Y6X2

Número de artículo: CM0014774



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la PIAS3 humana, una ligasa SUMO E3 implicada en la señalización STAT y la sumoilación. Adecuado para aplicaciones de IF/ICC y ELISA, validado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PIAS3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZMIZ5; PIAS3
Especie	Humano
ID del gen	10401
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 399-628 de la PIAS3 humana (NP_006090.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6X2
Peso molecular de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo