

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pim1 Para Wb Y Elisa - P11309

Número de artículo: CM0020573



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la quinasa PIM1 humana, adecuado para Western blot y ELISA. Detecta PIM1 endógena en muestras humanas, de ratón y de rata. Esencial para la investigación del cáncer y la señalización celular.

[Aprende más](#)

Especificación	Valor
Nombre del Producto	PIM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PIM1; PIM; serina/treonina-proteína quinasa pim-1
Especie	Humano
ID del Gen	5292
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 213-313 de PIM1 humano (NP_002639.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11309
Peso Proteico	35kDa/45kDa
Envío	Bolsa de hielo