


Anticuerpo Policlonal Anti-Pip4K2B Para Wb, Elisa - P78356

Número de artículo: CM0027187



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la fosfatidilinositol 5-fosfato 4-cinasa tipo-2 beta (PIP4K2B) humana validado para WB y ELISA, adecuado para estudiar el metabolismo de fosfoinosítidos y la señalización de insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIP4K2B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PI5P4KB; PIP5K2B; PIP5KIIB; PIP5P4KB; PIP5KIibeta; PIP4K2B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8396
ID de Gen	8396
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de PIP4K2B humana (NP_003550.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P78356
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo