

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pka C-Beta (Prkacb) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22694

Número de artículo: CM0027759

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la subunidad catalítica beta de la proteína quinasa dependiente de AMPc humana (PRKACB) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para la investigación de la señalización por AMPc y quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PKA C-beta (PRKACB) Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAFD2; PKACB; PKA C-beta; PKA C-beta (PRKACB)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5567
GeneID	5567
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 250-351 de PKA C-beta humana (PRKACB) (NP_002722.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22694
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo