

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pka Rii α (Prkar2A) Para Wb, Elisa - P13861

Número de artículo: CM0009398



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la subunidad reguladora alfa del tipo II de la proteína quinasa dependiente de cAMP humana (PRKAR2A). Adecuado para WB y ELISA, reacciona específicamente con la PRKAR2A humana. Ideal para investigación en señalización por cAMP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PKA RII α (PRKAR2A) mAb de conejo
Observaciones/Alias	PKR2; PKA RII α (PRKAR2A)
Especie	Humano
GeneID	5576
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 312-404 de la PKA RII α humana (PRKAR2A) (P13861)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13861
Peso proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo