


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pkc Epsilon Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q02156

Número de artículo: CM0019960



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PKC epsilon (PKCE/nPKC-epsilon). Validado para WB, IHC-P, ELISA y reactivo en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la adhesión celular, migración, invasión cancerosa y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PKC epsilon Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PKCE; nPKC-epsilon; PKC epsilon
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5581
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 488-737 de PKC epsilon humana (NP_005391.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02156
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo