


Anticuerpo Monoclonal Rabbit Polymab® Anti-Pkm1/2 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14618

Número de artículo: CM0008594



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PKM1/2 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de glucólisis y metabolismo del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PKM1/2 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5315
GeneID	5315
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 321-420 del PKM1/2 humano (NP_001193728.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14618
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo