


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Plaur Para Wb, Elisa - Q03405

Número de artículo: CM0013782



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PLAUR de alta calidad para Western blot (WB) y ELISA, que muestra reactividad con muestras humanas, de ratón y de rata. Se dirige al receptor de la uroquinasa, crítico para la migración celular y la remodelación tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PLAUR pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD87; UPAR; URKR; U-PAR; PLAUR
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5329
ID de Gen	5329
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-305 del PLAUR humano (NP_002650.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03405
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo