


Anticuerpo Policlonal Anti-PLD2 Para Wb, Elisa - O14939

Número de artículo: CM0013849



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PLD2 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la fosfolipasa D2 en la regulación del citoesqueleto inducida por señales y el metabolismo de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PLD2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PLD1C, PLD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5338
GeneID	5338
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de PLD2 humano (NP_002654.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14939
Peso Proteico	106kDa
Envío	Bolsa de hielo