


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Plk1 (Plk1/Stpk13) Para Wb Y Elisa - P53350

Número de artículo: CM0003640



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra PLK1 humana, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con PLK1 de humano, ratón, rata y mono. Ideal para investigación del ciclo celular y la mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLK1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PLK; STPK13; PLK1
Especie	Humano
ID del gen	5347
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 272-495 de la PLK1 humana (NP_005021.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	P53350
Peso de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo