

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Plod2/Lh2 Para Wb, Elisa - 000469

Número de artículo: CM0006977

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra PLOD2/LH2 (lisil hidroxilasa 2), validado para WB y ELISA. Detecta una proteína de 85 kDa en muestras humanas y de rata. Esencial para la investigación de los enlaces cruzados y la estabilidad del colágeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo PLOD2/LH2
Observaciones/Alias	LH2; TLH; BRKS2; PLOD2/LH2
Especie	Humana
GeneID (humano)	5352
GeneID	5352
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 260-380 de PLOD2/LH2 humana (NP_000926.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	O00469
Peso proteico	85 kDa
Envío	Bolsa de hielo