


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Plod3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60568

Número de artículo: CM0017036



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PLOD3 humano (LH3) validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce PLOD3 humano y de ratón, una hidroxilasa de lisina de procolágeno y glicosiltransferasa multifuncional esencial para la biosíntesis de colágeno y la formación de la membrana basal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLOD3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LH3; PLOD3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8985
GeneID	8985
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-280 del PLOD3 humano (NP_001075.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60568
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo