

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-PLS1 (Plastina-1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14651

Número de artículo: CM0017634

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra plastina-1 humana (PLS1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar el agrupamiento de actina y la formación de estereocilios.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PLS1 pAb de Conejo                                                                                                                                        |
| Observaciones/Alias | DFNA76; PLS1                                                                                                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                    |
| ID del Gen (Humano) | 5357                                                                                                                                                      |
| ID del Gen          | 5357                                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de PLS1 humana (NP_001165783.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                  |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                       |
| SWISS               | Q14651                                                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 70kDa                                                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                            |