

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pmpca Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa - Q10713

Número de artículo: CM0006729

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra PMPCA (alfa-MPP). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de procesamiento mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo PMPCA
Observaciones/Alias	CLA1; CPD3; MAS2; P-55; SCAR2; INPP5E; Alfa-MPP; PMPCA
Especies	Humano
GenelD (humano)	23203
GenelD	23203
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 291-525 de PMPCA humana (NP_055975.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q10713
Peso Proteico	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo