

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pomgnt2 Para Wb Y Elisa - Q8Nat1

Número de artículo: CM0017937



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra POMGNT2 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la O-manosilación, glucosilación del distroglicano y mecanismos de la distrofia muscular congénita.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	POMGNT2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AGO61; GTDC2; MDDGA8; MDDGC8; C3orf39; POMGNT2
Especie	Humano
GeneID (humano)	84892
GeneID	84892
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-340 de la POMGNT2 humana (NP_116195.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NAT1
Peso molecular de la proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo