


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ppar α Para Wb Y Elisa - Q07869

Número de artículo: CM0011647



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PPAR α de alta calidad, validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con PPAR α humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el metabolismo lipídico, la proliferación de peroxisomas y las vías de señalización de los receptores nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PPAR α
Observaciones/alias	PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPAR-alpha; PPAR α
Especie	Humano
GeneID (humano)	5465
GeneID	5465
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q07869
Peso proteico	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo