


Anticuerpo Policlonal Anti-Ppard Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q03181

Número de artículo: CM0029820



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PPARD validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige al receptor delta activado por proliferadores de peroxisomas, involucrado en el metabolismo energético y la oxidación de ácidos grasos. ~50kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PPARD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FAAR; NUC1; NUCI; NR1C2; NUCII; PPARB; PPARD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5467
GeneID	5467
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 102-361 de la PPARD humana (NP_803184.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03181
Peso de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo