

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppp1R12B Para Wb, Elisa - O60237

Número de artículo: CM0019990

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PPP1R12B (MYPT2), validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas; ideal para estudiar la regulación de la fosfatasa de miosina y la organización del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PPP1R12B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MYPT2; PP1bp55; PPP1R12B
Especie	Humana
GeneID (humano)	4660
GeneID	4660
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 660-930 de PPP1R12B humana (NP_002472.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O60237
Peso de la proteína	110 kDa
Envío	Bolsa de hielo