

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppt1 Para Wb, Elisa - P50897

Número de artículo: CM0018181



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PPT1 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la función de la tioesterasa 1 de proteínas palmitoiladas en enfermedades de almacenamiento lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PPT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PPT; CLN1; INCL; PPT1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5538
GeneID	5538
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-306 de PPT1 humano (NP_000301.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P50897
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo