

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Prd Para Wb, Elisa - P12955

Número de artículo: CM0002315



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la PRD humana (prolidasa, PEPD), adecuado para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación sobre metabolismo del colágeno y prolidasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRD Rabbit mAb
Notas / Alias	PROLIDASA; PRD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5184
GeneID	5184
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-493 de la PRD humana (NP_000276.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P12955
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo