

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prdm14 Para Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - Q9Gzv8

Número de artículo: CM0030260

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo PRDM14 validado para WB, IHC-P, ELISA, ChIP en humano, ratón, rata. Herramienta esencial para estudiar la pluripotencia, la identidad de células madre embrionarias y el desarrollo de células germinales. 64kDa. Q9GZV8.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRDM14 pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	PFM11; PRDM14
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	63978
ID de Gen	63978
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de PRDM14 humano (NP_078780.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZV8
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo