

Anticuerpo Policlonal Anti-Prelid3A Para Ihc-P, Elisa - Q96N28

Número de artículo: CM0021475



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PRELID3A humano (SLMO1), un transportador mitocondrial de ácido fosfatídico. Validado para aplicaciones de IHC-P y ELISA con el fin de respaldar la investigación sobre la síntesis de cardiolipina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra PRELID3A
Observaciones/Alias	SLMO1; C18orf43; HFL-EDDG1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	10650
ID del gen	10650
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 70-172 de PRELID3A humano (NP_006544.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q96N28
Peso molecular	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo