


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prelid3B Para Wb, Elisa - Q9Y3B1

Número de artículo: CM0021775



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PRELID3B (SLMO2) humano. Adecuado para Western blot y ELISA. Desarrollado contra un péptido sintético de aminoácidos 80-180. Útil para el estudio de esta fosfoproteína que contiene el dominio PRELI.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRELID3B Rabbit pAb
Notas/Alias	SLMO2, C20orf45, dj543j19.5, PRELID3B
Especie	Humano
ID gen (Humano)	51012
ID gen	51012
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 80-180 de PRELID3B humano (NP_057129.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y3B1
Peso proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo