

Anticuerpo Policlonal Anti-Prepl Para Wb, If/Icc, Elisa - Q4J6C6

Número de artículo: CM0015026



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PREPL, validado para WB, IF/ICC y ELISA en humanos, ratones y ratas. Dirigido contra la proteína similar a la prolil endopeptidasa, una peptidasa de serina implicada en el tráfico del aparato de Golgi y la exocitosis de vesículas sinápticas. ~84 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PREPL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CMS22; PREPL
Especie	Humano
GeneID (humano)	9581
GeneID	9581
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q4J6C6
Peso de la proteína	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo