


Anticuerpo Policlonal Anti-PRG2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P13727

Número de artículo: CM0028998



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PRG2 validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta PRG2 de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de mecanismos de defensa inmune, reacciones de hipersensibilidad y respuestas antiparasitarias.

[Aprende más](#)

Nombre del Producto	Observaciones/Alias	Especie	GeneID (Humano)	GeneID	Inmunógeno	Origen	Categoría	Aplicación	Reactividad Cruzada	SWISS	Peso de la Proteína	Envío
PRG2 Rabbit pAb	MBP; BMPG; MBP1; proMBP; PRG2	Humano	5553	5553	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de PRG2 humano (NP_002719.3)	Conejo	Anticuerpos Policlonales	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA	Humano, Ratón, Rata	P13727	25 kDa	Bolsa de hielo