


Anticuerpo Policlonico De Conejo Contra Proteína Prionica Para Wb, Elisa - P04156

Número de artículo: CM0023536



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo validado por KO contra la proteína priónica humana (PRNP, P04156). Adecuado para WB y ELISA, presenta reacción cruzada con humano, ratón y rata. Para estudios de neurodegeneración y biología de priones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Prion Protein Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; in
Especie	Humano
GeneID (humano)	5621
GeneID	5621
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-230 de la proteína priónica humana (NP_001073592.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04156
Peso de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo