


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prkd3 Para Wb Y Elisa - O94806

Número de artículo: CM0028057



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PRKD3 humano (serina/treonina-proteína quinasa D3, EPK2, PRKCN) para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para la investigación de la señalización de diacilglicerol y el estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-PRKD3
Observaciones/Alias	EPK2; PKD3; PRKCN; PKC-NU; nPKC-NU; PRKD3
Especie	Humano
GeneID	23683
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de PRKD3 humano (NP_005804.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O94806
Peso de la proteína	100 kDa
Envío	Bolsa de hielo