


Anticuerpo Policlonal Anti-Procr Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Unn8

Número de artículo: CM0017702



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el receptor de proteína C endotelial humano (PROCR). Validado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de coagulación sanguínea y función endotelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PROCR Conejo pAb
Observaciones/Alias	CCCA; EPCR; CCD41; PROCR
Especie	Humano
GeneID (humano)	10544
GeneID	10544
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-209 del PROCR humano (NP_006395.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UNN8
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo