

Anticuerpo Policlonal Anti-Prokineticin 2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hc23

Número de artículo: CM0028357

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Prokineticin 2 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de ritmo circadiano y gastrointestinales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PROK2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BV8, HH4, PK2, KAL4, MIT1, PROK2
Especie	Humana
GenelD (Humana)	60675
GenelD	60675
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-129 de la PROK2 humana (NP_001119600.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q9HC23
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo