

Polymab® De Conejo Anti-Fosfatasa Ácida Prostática (Acpp) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15309

Número de artículo: CM0003480



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la fosfatasa ácida prostática (ACPP) humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de cáncer y VIH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PolymAb® de conejo anti-fosfatasa ácida prostática (ACPP)
Observaciones/Alias	ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55
GeneID	55
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-386 de la fosfatasa ácida prostática (ACPP) humana (NP_001090.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15309
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo