


Anticuerpo Policlonal Anti-Prps2 Para Wb, Elisa - P11908

Número de artículo: CM0018556



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PRPS2 humano (ribosa-fosfato pirofosfoquinasa 2), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Herramienta clave para la investigación de la biosíntesis de nucleótidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRPS2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PRPSII; PRPS2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5634
ID de Gen	5634
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 del PRPS2 humano (NP_002756.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P11908
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo