

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prrx2 Para Wb, Elisa - Q99811

Número de artículo: CM0021457



Introducción

PRRX2 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA. Reconoce PRRX2 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación en biología del desarrollo y cicatrización de heridas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRRX2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PMX2; PRX2; PRRX2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51450
GeneID	51450
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-253 de PRRX2 humano (NP_057391.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99811
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo