

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psmb5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P28074

Número de artículo: CM0022143



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PSMB5 humana (subunidad beta 5 del proteasoma). Aplicaciones: WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de proteasoma y degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSMB5 Rabbit pAb
Notas/Alias	MB1, LMPX, PSMB5
Especie	Humano
ID genético (Humano)	5693
ID genético	5693
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-263 de la PSMB5 humana (NP_002788.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28074
Peso molecular de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo