

Anticuerpo Policlonal Anti-Ptcd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075127

Número de artículo: CM0021074

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PTCD1 humano, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Diseñado para estudios de procesamiento y regulación de ARNt mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PTCD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PTCD1
Especie	Humano
GeneID	26024
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 435-537 de PTCD1 humano (NP_056360.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075127
Peso de la proteína	79 kDa
Envío	Bolsa de hielo