


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pth1R Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q03431

Número de artículo: CM0023291



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PTH1R humano (receptor 1 de la hormona paratiroidea), adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la señalización PTH/PTHrP y la función del receptor en hueso/riñón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTH1R Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PFE, EKNS, PTHR, PTHR1, PTH1R
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5745
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-188 del PTH1R humano (NP_000307.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03431
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo