


Anticuerpo Policlonal Anti-Ptp1B (Ptpn1) Para Wb, If/Icc Y Elisa - P18031

Número de artículo: CM0018856



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PTPN1 (PTP1B) humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar las funciones de las fosfatasa de tirosina en la respuesta al estrés del retículo endoplásmico, la transducción de señales y la migración celular. Se envía en hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PTPN1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	PTP1B; PTPN1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5770
GeneID	5770
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 281-435 de PTPN1 humano (NP_002818.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P18031
Peso molecular	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo