


## Anti-Ptpn2 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P17706

Número de artículo: CM0019101



### Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo PTPN2 (TCPTP) validado para Western Blot, Inmunofluorescencia/Inmunocitoquímica, ELISA en humano, ratón, rata. Objetivo clave fosfatasa en vías de señalización inmune y de cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PTPN2 pAb de Conejo                                                                                                              |
| Observaciones/Alias | PTN2; PTPT; TCPTP; TC-PTP; TCELLPTP; PTPN2                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| ID de Gen (Humano)  | 5771                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-353 de PTPN2 humano (NP_536348.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | P17706                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 48kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |