


Anticuerpo Policlonal Anti-Ptprb Para Wb, Elisa - P23467

Número de artículo: CM0028579



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PTPRB humana (VE-PTP), validado para WB y ELISA. Regulador crítico de la remodelación vascular y la angiogénesis; ideal para investigación en biología de células endoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTPRB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PTPB; HPTPB; VEPTP; HPTP-BETA; R-PTP-BETA; PTPRB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5787
GeneID	5787
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1173-1260 de PTPRB humana (NP_002828.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P23467
Peso Molecular	224kDa
Envío	Bolsa de hielo