


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ptprf Para Wb Y Elisa - P10586

Número de artículo: CM0028452



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PTPRF humano (LAR), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. El objetivo es un receptor de adhesión celular de 213 kDa con actividad de fosfatasa de tirosina de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTPRF pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LAR; BNAH2; PTPRF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5792
GeneID	5792
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1016-1250 del PTPRF humano (NP_002831.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P10586
Peso Proteico	213kDa
Envío	Bolsa de hielo