

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pumilio 1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14671

Número de artículo: CM0025661



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Pumilio 1 humano (PUM1), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de regulación postranscripcional y proteínas de unión a ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Pumilio 1 pAb Conejo
Observaciones/Alias	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUML1; SCA47; Pumilio 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9698
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 del Pumilio 1 humano (NP_055491.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14671
Peso Proteico	126kDa
Envío	Bolsa de hielo