


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Piruvato Carboxilasa (Pc) Para Wb Y Elisa - P11498

Número de artículo: CM0012782



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la piruvato carboxilasa (PC) humana, validado para WB y ELISA. Detecta una banda de 130 kDa en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigaciones sobre el metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra la piruvato carboxilasa (PC)
Observaciones/Alias	PCB; PC; piruvato carboxilasa (PC)
Especie	Humana
GeneID (humano)	5091
GeneID	5091
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la piruvato carboxilasa (PC) humana (P11498)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P11498
Peso de la proteína	130 kDa
Envío	Bolsas de hielo